


FICHE PRODUIT

Désignation du produit



Code article :

EURO 3000 LM Harmonie

Famille :

Lits médicalisés pour adultes

Description :

**Lit médicalisé électrique pour adultes, ou enfants de plus de 12ans et /ou de plus de 146cm
Disponible en largeurs 140-160-180**

Usage revendiqué :

Lit pour adulte à usage domestique ou pour collectivité.
Utilisation intérieure.
Conforme norme NF EN 60 601.2.52
pour les environnements 2, 3, 4 et 5
Evaluation de conformité par APAVE Sudeurope

Classe du dispositif : Classe I

Garantie produit :

5 ans contre tout vice de fabrication



lire les fiches instructives fournies avec le produit

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Sommier : 2050 x 1404 (LM 140)
- Sommier : 2050 x 1604 (LM 160)
- Sommier : 2050 x 1804 (LM 180)

- Hauteur variable : 330 à 810 (LM 140)
- Hauteur variable : 380 à 720 (LM 160)
- Hauteur variable : 380 à 720 (LM 180)

- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1494
- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1694
- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1894

-
-

Description technique

- Lit à hauteur variable électrique : 330mm à 810mm.
- Lit à hauteur variable électrique : 380mm à 720mm.
- Double sommier à 2 potences : grilles.
: lattes bois.
: lattes ABS

- Relève buste électrique.
- Relève jambes.
- Option relève jambes électrique à plicature.
- Barrières de lits Securis 3 : référence BL3180.
- 4 roues au Ø100 à frein.
- Option freinage centralise.
- Condamnation par télécommande à clé mécanique.
- Charge maxi : 400kg.
- 220v – 50Hz.
- Facteur de service : 10%.

Poids du produit :

96.5 – 110 KG

Date de 1ère mise sur le marché :

Septembre 2000

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Vignette CE