

TABLES SIMPLE PLATEAU SANS VÉRIN



* Contre tout vice de fabrication

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur table	Poids	Ø Tubes	Revêtement	
AC 207	72/111	40	78,5	56,5 à 77	40 X 70	10	9	Epoxy couleur
AC 300	74.5/113	40	78	61	40 X 70	15	11	Epoxy couleur
TA 3909	70/115	42	68	55	40 X 60	10	7	Epoxy gris
GALEO	73/113	43	78	56	40 X 70	10	8.2	Epoxy couleur

COLORIS DE PLATEAUX

	Gris	Hêtre du Tyrol	Poirier d'Alsace
AC 207	X	X	X
AC 300	X	X	X
TA 3909		Hêtre	
GALEO	X	X	X



AC 300

Grand plateau inclinable et réglable en hauteur manuellement.
Avec baguette de rétention.
Piétement en «U»

Photos non contractuelles.
Nos tables de lit sont labellisées Origine France Garantie (sauf TA 3909)

TABLES SIMPLE PLATEAU SANS VÉRIN



GARANTIE
2 ANS

* Contre tout vice de fabrication



GALEO

Grand plateau inclinable et réglable en hauteur.
Piètement cintré.
Baguette de rétention.
2 roulettes à frein en option.



TA 3909

Grand plateau réglable en hauteur manuellement, en inclinaison et coulissement latéral.
2 roulettes à freins. Piètement en «H»



AC 207

Grand plateau inclinable et réglable en hauteur
Piètement en « U » réglable en largeur
Colonne positionnable à droite ou à gauche
Baguette de rétention
2 roulettes à freins