

TA 3909

Code article : **3010013**

Code ACL : 3401554038667

Famille :
Tables de lit

Description :
Table à manger au lit à plateau simple, avec plateau réglable - Finition époxy

Usage revendiqué :
Collectivité et domicile
Usage intérieur
Poids maxi sur plateau : 10 kg

Classe du dispositif : NA

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm) :

- Hauteur plateau (mini-maxi): 700 - 1150
- Largeur hors tout : 420
- Longueur hors tout : 680

■ Piétement
(L x l x h): 680 x 420 x 90
Intérieur : 550 x 190

- Plateau : 400 x 600

Description technique :

- Pied mécano soudé – tube acier - finition époxy.
- Support plateau acier finition époxy.
- Coulisseau acier finition chrome décor.
- Réglages manuels (hauteur, inclinaison et coulissement latéral du plateau)
- Molettes plastiques de blocage.
- Coloris tubes et plateaux : gris martelé / bois
- Roulettes Ø 50 mm dont 2 à frein.
- Livrée démontée

Poids du produit :

7 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

mars 2010

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Non applicable

Vignette CE

Non applicable