



AQUATEC

Aquatec® | **Orca, Orca F, Orca XL**

Le confort et la sécurité dans le bain.

INVACARE
Yes, you can.

Aquatec **Orca**, **Orca F**, **Orca XL**

La gamme *Aquatec Orca* est une gamme d'élevateurs de bain permettant d'accéder à la baignoire en toute sécurité.

Doté d'une télécommande ergonomique intégrant la batterie, il est très simple d'utilisation.

Plusieurs configurations disponibles pour s'adapter à tous les utilisateurs : dossier inclinable ou dossier fixe, version XL pour des patients allant jusqu'à 170 kg, dossier avec maintiens latéraux.

- Crochet pour la télécommande sur le dossier
- Montage simplifié des accessoires
- Poignée de transport



Caractéristiques



Aquatec Orca

Dossier fixe - Blanc.
Code 1573476




Aquatec Orca XL

Poids maxi utilisateur :
170 kg - Blanc.
Code 1573685



Disponible avec des maintiens latéraux de dossier pour plus de maintien et confort.
Code 1573970 - Blanc
Code 1573974 - Bleu

Principe de fonctionnement:



Pièces détachées **Orca**, **Orca XL**, **Orca F**

- | | |
|---|---------|
| ❶ Télécommande complète avec câble spiral | 1470902 |
| ❷ Ventouses arrière à vis (la paire) | 15071 |
| ❸ Ventouses avant clipsées (la paire) | 15072 |
| ● Chargeur complet avec câble | 1471084 |
| ● Revêtement d'assise bleu | 1470765 |
| ● Revêtement de dossier bleu | 1470766 |
| ● Revêtement d'assise et de dossier bleu | 1470767 |
| ● Revêtement de dossier blanc pour Orca avec maintiens latéraux | 1471568 |
| ● Revêtement de dossier bleu pour Orca avec maintiens latéraux | 1471567 |

Autonomie: 5 cycles de montée/descente pour une personne de 140 kg.

Caractéristiques et options



Télécommande ergonomique

intégrant la batterie. En cas de décharge, il n'est pas possible de descendre à l'intérieur du bain pour un maximum de sécurité.



Montage très simple et sans outils

Conception de l'**Orca** en 2 parties très simple à monter et légère pour pouvoir le transporter.



Base antidérapante

pour plus de sécurité.



Système d'attache de la télécommande sécurisé et facile à installer.




Housse amovible lavable à 60°.



Système de vérin très performant

Accessoires



Appui-tête pour *Aquatec Orca*

Réglable en hauteur.
Bleu 15462
Blanc 15461



Ceinture de maintien pour *Aquatec Orca*

Pour un bain en toute sécurité.
Ceinture abdominale/poitrine.
1528702



Guide pour rabats latéraux de l'assise

Lorsqu'il y a des barres de maintiens montées à l'intérieur de la baignoire.
Ref.: 15309. Largeur : 350 mm.



Rehausseurs jeu de 4

Peuvent rehausser l'assise jusqu'à 60 mm pour *Aquatec Orca*.
Hauteur 20 mm avec ventouses 15170
Hauteur 20 mm sans ventouses 14694

Accessoires



Sac de transport

Avec roulettes pour le transport et le stockage.
Aquatec **Orca** 14586

















Plots d'abduction à visser

1525932 Plot 70 mm
1525933 Plot 120 mm

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Largeur d'assise avec rabats latéraux	Profondeur d'assise	Hauteur du dossier	Largeur de la base	Longueur de la base	Longueur hors-tout
Orca	 375 mm	 715 mm	 490 mm	 665 mm	 295 mm	 580 mm	 920 mm
Orca	 360 mm	 1075 mm	 Max. 420 mm Min. 60 mm	 10,8 kg	 0,4 kg	 140 kg Orca XL: 170 kg	 Lavable en machine 60° Housse amovible lavable 60°

Coloris

Blanc

Bleu



Vidéo disponible sur www.invacare.fr

