



(Option Kit
roulettes)



Le NOSTRESS

Fauteuil de confort disponible
en version manuelle ou électrique

- Accoudoirs amovibles et/ou escamotables
- Fauteuil manuel **évolutif** en version électrique
- 3 positions : Assise / Relax (TV) / Repos
- **Poids max 130 kg**
- **Kit Batterie en option**

Caractéristiques communes

- Hygiène optimale : modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°.
- **Garanties** : Fauteuils : 2 ans



Scannez-moi

Caractéristiques fauteuils Cocoon 1, 2 moteur(s), XS et XXL

- 4 positions : assise, relax (position TV), repos, releveur

- Coloris disponibles :



- Accoudoirs escamotables et/ou amovibles
- Couettes garnies de fibre creuse siliconée ultra confort
- Inclinaison du dossier indépendant de l'inclinaison du repose-jambes pour Cocoon 2 moteurs
- Sécurité : Revêtement PVC/PU Non Feu M2

- **Garanties** : Mécanique et vérin : 5 ans

- **Options disponibles** :

- Tablette (réversible)
- Porte revues (réversible)
- Kit d'accès soulève patient
- Kit mobilité
- Kit Batterie
- Protection de tête
- Assise Mousse HD
- Oreiller Pillow

Caractéristiques fauteuil Sweety

- 4 positions : assise, relax (position TV), repos, releveur

- Inclinaison du dossier indépendant de l'inclinaison du repose-jambes pour 2 moteurs

- Assise Mousse HD (Haute Densité)

- **Options disponibles** :

- Tablette (réversible)
- Kit mobilité
- Kit Batterie
- Protection de tête
- Kit accès soulève patient

- **Garanties** : Mécanique et vérin : 5 ans

- Coloris disponibles :



L'ensemble de notre Gamme Confort
est enregistrée sur CERAHEC
sous la Norme ISO 9999 19.09.15.
Possibilité de prise en charge MDPH.

Caractéristiques fauteuil Nostress

- Accoudoirs escamotables et/ou amovibles

- Poids maximum : 130 kg

- **Version manuelle évolutive en version électrique**

- Sécurité : Revêtement PVC/PU Non Feu M2

- **Garantie** : Moteur 5 ans

- **Options disponibles** :

- Kit roulettes
 - Kit réhausse
 - Kit Batterie
 - Protection de tête
 - Assise Mousse HD
 - Oreiller Pillow
- uniquement version manuelle

- Coloris disponibles :

- Revêtements PVC/PU Imperméables



- Revêtements polyester Velours déperlant



Découvrez nos différentes
gammes de fauteuils
sur notre site
www.innov-sa.com

Conception et Impression : Imprimerie La Renaissance - Troyes - Photo non contractuelles - Document destiné aux professionnels de santé - Version 4 - Décembre 2020



GAMME Confort

le
Sweety
la Nouveauté

le cocoon
la Référence



Scannez-moi



CRÉATEUR DE BIEN ÊTRE

DÉCOUVREZ LES
À L'INTÉRIEUR



Le fauteuil COCOON est un fauteuil releveur électrique ultra confortable, multi-positions qui facilite l'accès aux soins, aux transferts et à son nettoyage grâce à ses accoudoirs escamotables et amovibles.



Possibilité de charger ou décharger la fibre

Génération 1



Le COCOON XS

Génération 1



Profondeur 45 cm

(Option Kit réhausse lève patient)

Hauteur sol/assise 45 cm

Fauteuil releveur électrique 1 moteur

- **Petite hauteur / sol assise : 45 cm**
- Très petite profondeur : 45 cm
- Idéal pour les personnes de moins d'1m60
- 2 largeurs possibles : 44 ou 50 cm
- **Disponible uniquement en Génération 1**
- **Poids maximum : 130 kg**
- **Kit Batterie en option**

Génération 2



Le COCOON XXL 220 KG

Fauteuil releveur électrique 1 moteur

- Hauteur sol / assise : 52 cm
- Largeur d'assise : 65 cm / Profondeur d'assise : 55 cm
- **2 Design disponibles : Génération 1 & Génération 2**
- **Poids maximum : 220 kg**
- **Kit Batterie en option**

(Option tablette réversible)

(Option porte revues réversible)

Le COCOON

Fauteuil releveur électrique 1 ou 2 moteurs

- Le COCOON 2 moteurs permet de gérer l'inclinaison du dossier indépendamment de l'inclinaison du repose-jambes.
- 2 largeurs **et** 2 profondeurs d'assise : Largeur 44 ou 50 cm / Profondeur : 45 ou 55 cm
- Hauteur sol / assise : 52 cm
- **2 Design disponibles : Génération 1 & Génération 2**
- **Poids maximum : 160 kg**
- **Kit Batterie en option**

Nouveauté

GARANTIES MÉCANIQUE & MOTEUR

5 ANS



LAVABLE 30° REMPLAÇABLE

le Sweety

Fauteuil releveur électrique 1 ou 2 moteurs

- Fauteuil releveur électrique 1 ou 2 moteurs
- **Assise HD mousse Haute Densité**
- Releveur 2 en 1 : 2 profondeurs d'assise au choix (46 cm et 53 cm)
- Compact, design, ultra confortable et multi-positions
- **Poids maximum : 160 kg**
- **Kit Batterie en option**



Scannez-moi