



AQUATEC

Aquatec[®] | **Pure Bidet**

La toilette en toute intimité pour les personnes à mobilité réduite



Découvrez l'abattant qui transforme votre WC existant en un bidet qui vous lave parfaitement avec de l'eau tempérée et qui vous sèche. La télécommande intuitive gère avec précision la douchette oscillante, la pression, la température de l'eau et de l'air. Le couvercle et la lunette sont équipés d'un frein de chute pour un maximum de discrétion. L'installation sur votre WC se fait en toute simplicité et ne nécessite qu'un branchement sur une prise électrique conforme. *Aquatec Pure Bidet* est le meilleur choix pour une hygiène intime immédiate et efficace en toute autonomie.

Caractéristiques et Options



Télécommande intuitive

Infra-rouge, simple d'utilisation grâce aux boutons et aux pictogrammes.



Douchette oscillante

pour l'hygiène postérieure.



Douchette dame

La buse s'avance au maximum et projette un filet d'eau très doux vers l'avant.



Jet oscillant

Fonction va-et-vient pour une toilette précise et complète.



Lunette chauffante

avec réglage de la température.



Détecteur de présence

Le capteur met ainsi l'appareil en veille lorsqu'il est inutilisé.



Eclairage LED nocturne

et automatique.



Montage en toute simplicité

L'abattant coulisse sur la fixation vissée sur le WC.



Frein de chute

sur la lunette et le couvercle pour un maximum de discrétion.



Nettoyage automatique de la buse, possibilité de nettoyage manuel

avant et après chaque utilisation.



Séchage automatique

Une simple pression sur la télécommande permet d'activer la fonction séchage (air chaud).

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur d'assise	364 mm	Alimentation en courant	AC220-240 V, 50/60 Hz
Profondeur d'assise	430 mm	Consommation d'énergie	1725 W
Hauteur d'assise	45 mm	Longueur du fil secteur	1,4 m
Largeur totale	389 mm	Débit d'eau fonction douchette postérieur	0,7l/min.
Profondeur totale	515 mm	Débit d'eau fonction douchette dame	0,85l/min
Largeur de la découpe	226 mm		
Profondeur de la découpe	275 mm		
Poids maximum utilisateur	125 kg		
Poids du produit	3,9 kg		

Le branchement nécessite une prise électrique conforme.

Code

1590624 *Pure Bidet*

