

# CANNES ANGLAISES



\* Contre tout vice de fabrication



## SOFIA

Réglable en hauteur (multi positions) et ultra légère.  
Haut de canne Sofia, poignée anatomique et appui brachial confort.  
Mât finition anodisée ou époxy bleu, vert ou noir. Embout Optiflex.



## SOFIA POP

Hauts de canne, clips, bagues anti-bruit et embouts Optiflex colorés.  
Pack de 5 couleurs : Sofia rouge, vert, azur, bleu et gris.



## STYLE

Réglable en hauteur, avec haut de canne Style Noir.  
Mât finition anodisée ou époxy couleur (au choix)  
Embout Optiflex. Position main libre.



## STYLE BI-MATIÈRE

Réglable en hauteur, avec haut de canne bi-matière apportant un réel confort pour l'appui des mains  
Poignée couleur (5 au choix) - Mât finition anodisée (Style bi-matière) ou époxy 5 couleurs au choix (Style bis bi-matière)  
Embout Optiflex. Position main libre.



## PROFIL

Réglable en hauteur avec haut de canne Profil Noir  
Tube elliptique en aluminium finition époxy couleur (au choix)  
Embout Optiflex. Position main libre.

<b>SOFIA</b>	81/98,5	Optiflex	Ano ou époxy Bleu / Vert / Noir	ouvert	0,42 / 0,44	140
<b>SOFIA POP</b>	81/98,5	Optiflex	Anodisée	ouvert	0,42	140
<b>STYLE/STYLE Bi-matière</b>	82,5/100	Optiflex	Ano ou époxy couleur	ouvert	0,52 / 0,54	150

<b>PROFIL</b>	73/100,5	Pivoflex	Epoxy couleur	ouvert	0,6	150
<b>IZP</b>	73,5/93,5	Optiflex	Epoxy couleur	ouvert	0,47	90

(dimensions en cm, poids en kg)

Produits Classe 1 - Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Consultez la notice pour plus d'informations. Photos non contractuelles

# CANNES ANGLAISES



\* Contre tout vice de fabrication




## ELLIPSE

Réglable en hauteur avec haut de canne Profil Noir bi-matière avec poignée anti-glisse couleur  
Tube elliptique en aluminium  
finition époxy couleur (au choix)  
Embout Optiflex. Position main libre.



## IZP

Pliante. Ultra légère.  
Haut de canne Sofia,  
poignée anatomique et appui  
brachial confort. Mât finition  
époxy (couleurs au choix).  
Housse en option.




## HF 110

Canne anglaise à  
recouper



## 726 / 736

Réglable en hauteur  
Croissant ouvert fixe et  
réglable en hauteur. Poignée  
PVC et mât finition brute (726).  
Poignée mousse et mât finition  
époxy couleur (736).



## 761 / 771

Réglable en hauteur  
Croissant fermé réglable articulé.  
Poignée mousse  
Mât finition brute (761) ou époxy  
couleur (771)  
1 Modèle spécial Fortissimo (771 F)



## 461 / 471

Réglable en hauteur  
Croissant articulé  
fermé, gris anthracite  
Mât finition anodisée  
(461) ou époxy  
couleur (471)



## 771 FORTISSIMO

Modèle spécial Fortissimo  
pour les patients jusqu'à  
180 kg. Réglable en hauteur  
Croissant fermé réglable  
articulé. Poignée mousse  
Mât finition époxy couleur.

<b>ELLIPSE</b>	73/100,5	Optiflex	Epoxy couleur	ouvert	0,68	150	
<b>HF 110</b>	max 110	19x40	Epoxy couleur	ouvert	0,42	140	
<b>726 taille std</b>	70,5/98	Optiflex	Anodisée	ouvert	0,5	120	
<b>726 grande taille</b>	84/111,5	Optiflex	Anodisée	ouvert	0,52	120	

<b>736</b>	70,5/98	Optiflex	Epoxy couleur	ouvert	0,5	120	
<b>761 / 771</b>	70,5/98	Optiflex	Ano ou époxy couleur	fermé	0,50 / 0,55	120	
<b>461 / 471</b>	81,5/99	Optiflex	Ano ou époxy couleur	fermé	0,51 / 0,53	120	
<b>771 Fortissimo</b>	76/106	19x45	Epoxy couleur	fermé	1,3	180	

(dimensions en cm, poids en kg)

Produits Classe 1 - Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Consultez la notice pour plus d'informations. Photos non contractuelles

Aide à la marche - HMS-VILGO