

TA 3941



Code article : **1060022**

Code ACL : 3401054018732

Famille :

Aides à la marche

Description :

Déambulateur Fortissimo à roues, pliant, poignées ergonomiques et réglable en hauteur.

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec deux bras
Utilisation intérieure

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini : 760
- Hauteur maxi : 940
- Largeur hors tout : 700
- Profondeur : 660

- Plié : 700 x 130 x 920

- Siège : 400 x 200 x 35
- Largeur utile assise (entre tubes) : 560 mm
- Hauteur sol - siège : 540 mm

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 100 g

Description technique

- Châssis : acier Ø25x1,2 mm - Ø22x1,5 mm
- Finition : époxy rouge
- Crosses : acier chromé Ø22x1,5
- Poignées ergonomiques PVC noir
- Réglage en hauteur par manette de serrage indexable
- Roues : diamètre 125 x20 mm
- Siège : PVC noir
- Embouts : 22x40 noir

Poids du produit :

5,6 kg

Version mise sur le marché à partir de :

juillet 2010

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE

