

**TA 3942**



Code article : **1060026**

Code ACL : 3401054019043

Famille :

**Aides à la marche**

Description :

**Déambulateur Fortissimo 4 roues dont 2 à frein, pliant, avec panier, et poignées ergonomiques réglables en hauteur.**

**Usage revendiqué :**

Aide à la marche manipulée avec deux bras  
Utilisation intérieur / extérieur

**Classe du dispositif :** I

**Garantie produit :**

2 ans contre tout vice de fabrication



## Caractéristiques Techniques

### Dimensions (mm)

- Largeur : 720 mm
- Longueur : 680 mm
- Hauteur mini/maxi : 880 / 990 mm
- Dimensions plié (lxLxh): 720x300x1040

- Hauteur sol / siège : 550 mm

- Panier : 210 x 510 x 140
- Siège: 330 x 460 x 50

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 100 g

### Description technique

- Châssis soudé tubulaire en acier finition époxy (Ø25,5x1.2 – MCR40x20)
- Crosses (tube acier Ø22x2) réglables en hauteur (6 positions) finition époxy
- Poignées ergonomiques
- Siège PVC et mousse + appui dos en mousse pivotant et escamotable
- Panier grillagé amovible

- Freins de parking et de service sur roues arrières
- 4 roues : Ø 200 x 50 mm à bandage, fixes à l'arrière et pivotante à l'avant

Poids du produit :

**12kg**

Mise sur le marché à partir de : **2002**

**Version mise sur le marché à partir de :**  
**23 oct 2012**

## Etiquetage produit

Remboursement

1285619

Vignette CE

