

# Elysée

## Inclinaison manuelle avec aidant.

Le fauteuil Elysée est un Dispositif Médical agréé CERAH. Pensé pour des personnes assistées d'un accompagnant. Son repose-jambes à crémaillère propose 6 positions réglables indépendamment de l'inclinaison du fauteuil Usage intérieur/extérieur exclusif. Le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression. Le fauteuil Elysée est équipé de série, d'une assise à mémoire de forme de Type Classe II, d'un harnais et d'un cale-tête.

L' Elysée est un produit exclusif sur le marché.




### Options



Cale tronc

### Caractéristiques communes

- Les fauteuils **Essentiel**, **Essentiel e**, **Elysée**, **Elysée e** sont agréés CERAH, sous le code **6259986 Fauteuil Coquille**
- Revêtements PVC/Polyuréthane correspondant aux normes Non Feu M2 
- Assise en mousse à mémoire de forme de Classe II
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm
- **Poids maximum utilisateur** : 130 kg
- **Fabrication Française**
- **Garantie fauteuil** : 2 ans
- **Garantie vérin électrique** : 5 ans
- **Poids du fauteuil** : environ 38 kg













### Caractéristiques Fauteuils Essentiel & Essentiel e

- **Mousse HD** (Haute Densité)
- **3 types de revêtements disponibles** :  
PVC/Polyuréthane : Cacao - Velours : Choco Edition - Tissus Gris chiné
- **5 largeurs d'assise** : 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm **et 65 cm XXL**
- **2 options disponibles** :  
Cale tronc ajustable (droit/gauche) - **Kit batterie** (autonomie 2 semaines)

### Caractéristiques Fauteuils Elysée & Elysée e

- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Hygiène optimale** : modules de couette remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°.
- Remplacement aisé des modules de couettes en cas d'usure.
- **3 types de revêtements disponibles** :  
PVC/Polyuréthane : Cacao, Ebène, Framboise - Velours : Choco Edition, Black Edition  
Tissus : Gris chiné, marron chiné
- **5 Largeurs d'assise** : 32 cm, 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm
- **3 Options disponibles** : Tablette ventrale & Cale tronc ajustable (droit/gauche) - **Kit Batterie** (uniquement pour la version e)

Largeur d'assise		Profondeurs d'assise		Largeur hors-tout		Hauteur d'assise	Hauteur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur
									
Essentiel & Essentiel e	Elysée & Elysée e	Essentiel & Essentiel e	Elysée & Elysée e	Essentiel & Essentiel e	Elysée & Elysée e				
380 mm	320 mm	470 mm	460 mm	640 mm	700 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
440 mm	380 mm	480 mm	480 mm	700 mm	700 mm				
500 mm	440 mm	490 mm	500 mm	760 mm	730 mm				
560 mm	500 mm			820 mm	790 mm				
650 mm	560 mm			880 mm					

Tolérances dimensionnelles et pondérales + 15 mm / 1,5 kg.

  
INNOV'S.A.

# FAUTEUILS COQUILLE



DM Agréés CERAH

Conception et Impression : Imprimerie La Renaissance - Troyes - Document destiné aux professionnels de santé - Photos non contractuelles - Version 2 - Avril 2021

CRÉATEUR FRANÇAIS DE BIEN ÊTRE



Essentiel e *By Innov'8A*

**Inclinaison électrique.**

L'Essentiel e avec tablette, est un Dispositif Médical agréé CERAH, qui permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Usage intérieur exclusif. Fauteuil recouvert de mousse HD (Haute Densité). Le fauteuil Essentiel e est équipé de série d'une assise à mémoire de forme de Type Classe II, d'un harnais et d'un cône-tête. L'Essentiel e est un produit exclusif sur le marché

**Options**



Kit batterie




Cale tronc

**Option**



Cale tronc



Mousse  
Visco  
Classe II

Essentiel *By Innov'8A*

**Inclinaison manuelle avec aidant.**

L'Essentiel avec tablette, est un Dispositif Médical agréé CERAH, pensé pour des personnes assistées d'un accompagnant. Usage intérieur exclusif. Fauteuil recouvert de mousse HD (Haute Densité). Le fauteuil Essentiel est équipé de série d'une assise à mémoire de forme de Type Classe II, d'un harnais et d'un cône-tête. L'Essentiel est un produit exclusif sur le marché.

Elysée e

**Inclinaison électrique.**

Le fauteuil Elysée e est un Dispositif Médical agréé CERAH. Sa télécommande 2 boutons, permet à l'utilisateur de conserver son autonomie. Usage intérieur/ extérieur exclusif. Le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression. Le fauteuil Elysée e est équipé de série, d'une assise à mémoire de forme de Type Classe II, d'un harnais et d'un cône-tête.

L' Elysée e est un produit exclusif sur le marché.

**Options**



Kit batterie



Cale tronc



LAVABLE  
30°  
REMPAÇABLE

Tablette  
de série

Tablette  
de série