

# LE LIBERTY II

## Inclinaison manuelle avec aidant

Le **LIBERTY II** est un fauteuil à pousser à usage intérieur exclusif. Le déploiement de son repose-jambes est lié à l'inclinaison du fauteuil. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, **amovibles, remplaçables et lavables à 30°**.



### Options



Cale tête fabrication spéciale



Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin Classe II



DM Agréés CERAH


## Caractéristiques techniques

Les fauteuils Liberty II, Liberty e II, Evasion, Evasion e, Starlev' II sont agréés CERAH, sous le code LPPR : 9259969. VHP poussette ou fauteuil, dossier ou siège inclinables.

- **Hygiène optimale** : modules de couettes **remplaçables, amovibles et lavables** en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Garniture de la couette** : fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions
- **Coloris** : 3 types de revêtements  
**PVC/Polyuréthane** : Cacao, Ebène, Framboise  
**Velours** : Choco Edition et Black Edition – **Tissus** Gris chiné, Marron chiné.  
 Revêtements PVC/Polyuréthane correspondant aux normes **Non Feu M2**.
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm.
- **6 options disponibles** : Tablette – Cale tronc ajustable (droit/gauche)



Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin Classe II



Cale tête fabrication spéciale



Kit batterie

- **Poids maximum utilisateur** : 130 kg
- **Fabrication Française.**
- Poids du fauteuil : environ 38 kg.
- Garantie fauteuil : 2 ans
- Garantie vérin électrique : 5 ans



Largeur d'assise		Profondeurs d'assise	Largeur hors-tout		Hauteur d'assise	Hauteur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur
		480 mm			480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm <b>650 mm (XXL)</b>	320 mm 380 mm 440 mm 500 mm 580 mm		640 mm 700 mm 760 mm 820 mm 880 mm	700 mm 700 mm 730 mm 790 mm				

Tolérances dimensionnelles et pondérales + 15 mm / 1,5 kg.

L'état de santé de M/M<sup>me</sup>

.....  
 nécessite l'achat d'un fauteuil VHP à pousser dossier inclinable + coussin visco Classe II + appareil de soutien partiel de la tête



Pour découvrir les Box réparations, scannez moi !

## MOBILITÉ & POSITIONNEMENT

DM Agréés CERAH



INNOV'S.A.

# FAUTEUILS A POUSSER



Conception et Impression : Imprimerie La Renaissance - Troyes - Document destiné aux professionnels de santé - Photos non contractuelles - Version 9 - Mars 2021



# LE LIBERTY e II

## Inclinaison électrique

Le **LIBERTY e II** est un fauteuil à pousser à usage intérieur exclusif. Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 4 boutons. Le déploiement de son repose-jambes est lié à l'inclinaison du fauteuil. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, **amovibles, remplaçables et lavables à 30°**.

### Options



Cale tête fabrication spéciale



Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin Classe II



Kit batterie



LAVABLE  
30°  
REMPLAÇABLE

DM Agréés CERAH



# LE STARLEV II

## Inclinaison électrique et aide au transfert debout

Le **STARLEV II** est un fauteuil à pousser à usage intérieur exclusif. Son aide au transfert debout permet de s'asseoir ou de se relever sans effort et permet à l'utilisateur grâce à sa télécommande 2 boutons de conserver son autonomie. Le déploiement de son repose-jambes est lié à l'inclinaison du fauteuil. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, **amovibles, remplaçables et lavables à 30°**.

### Options



Cale tête fabrication spéciale



Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin Classe II



Kit batterie



LAVABLE  
30°  
REMPLAÇABLE



Aide au transfert debout par élévation de l'assise

DM Agréés CERAH

# L'EVASION ET L'EVASION e

## Inclinaison manuelle avec aidant ou électrique

L'**EVASION** et L'**EVASION e** sont des fauteuils à pousser à usage intérieur / extérieur. Le déploiement de leurs repose-jambes est synchronisé à l'inclinaison du fauteuil. L'**EVASION e** permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, les accoudoirs permettent un allègement des points de pression et sont composés de couettes moelleuses, **amovibles, remplaçables et lavables à 30°**.

### Options



Cale tête fabrication spéciale



Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin Classe II



Kit batterie Evasion e



LAVABLE  
30°  
REMPLAÇABLE

DM Agréés CERAH



Remettez en état votre fauteuil grâce aux **Box réparations**. Pour les découvrir, scannez ce QR code