

KALISTO v2



Code article :
3020008

Famille :
Tables de lit

Description :
Table à manger au lit 2 plateaux dont 1 fixe, avec réglage en hauteur assisté par ressort gaz et réglage en inclinaison du plateau

Usage revendiqué :
Collectivité et domicile
Usage intérieur
Poids maxi sur plateau 15 kg

Classe du dispositif : NA

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm) :

- Hauteur plateau : 780 – 1010
- Largeur hors tout : 450
- Longueur hors tout : 970
- Piétement
(L x l x h) : 840 x 425 x 125
côte intérieur U : 700 mm
- Inclinaison plateau par releveur friction : 0 → 60°
- Inclinaison plateau par crémaillère : 0-24°-35°-46°-57°
- Plateau : 600 x 450
- Tablette : 250 x 450
- Emballage (L x l x h) : 980 x 475 x 790

Description technique :

- Pied acier cintré soudé MCR 50x25x2 et rect. 80x40x2 - Peint époxy.
- Colonne acier 40x40x2 et 70x70x2 - Peint époxy.
- Support plateau / coulisseau acier - Peint époxy.
- Coulisseau acier - Peint époxy
- Montée assistée par ressort gaz.
- Manette de réglage en hauteur de la table accessible par l'utilisateur
- 2 roulettes Ø65 bandage soft sans frein
- 2 roulettes Ø65 bandage soft à frein
- Inclinaison plateau par crémaillère
- Manette de déblocage du plateau accessible par l'utilisateur
- Plateau en médium postformé (Coloris au choix).
- Galerie de rétention

Livrée montée.

Poids du produit :

18 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **juin 2009**

version mise sur le marché à partir de: **Juin 2012**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Non applicable

Vignette CE

Non applicable