



Invacare[®]

Cannes



Invacare **Moviale**



900 mm 900 mm 900 mm 1020 mm 975 mm 900 mm
 Ø 23,5 mm Ø 26 mm Ø 22 mm Ø 22 mm Ø 22 mm Ø 22 mm

- Disponible en châtaigner (P252, P253, P257)
- Disponible en hêtre (P254, P255, P270)
- Esthétiques
- Résistantes grâce à un vernis en polyuréthane
- 6 modèles disponibles

Caneo 0400



Dragonne 0310



Invacare **Silencio P256**


Canne silencieuse en aluminium.

- Réglable en hauteur de 810 à 1010 mm
- Silencieuse grâce à sa bague antibruit

810 à 1010 mm, Ø 19 mm bague, anti-bruit, vissée



Invacare **Prompto P264A/P265A**



Canne avec poignée anatomique.


- Réglable en hauteur de 810 à 1010 mm
- Poignée pour droitier ou gaucher
- Très silencieuse grâce à sa bague antibruit

0300



Se glisse le long de la canne et vient en butée sous une table ou autre support.

Invacare **Auxil**



P328J

P328

Canne tripode en acier.

- Réglable en hauteur de 520 à 675 mm (enfants) ou de 700 à 920 mm (adultes)
- Grande stabilité grâce à un triple pied.

Invacare **Foldeo P260**



Canne pliante.

- Réglable en hauteur de 850 à 950 mm
- Facilité de rangement et de transport grâce à sa pochette transparente

Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Moviale	Foldeo	Silencio	Prompto	Auxil
Poids (kg)	0.28 à 0.3	0.355	0.32	0.355	P328: 0.9 P328J: 0.8
Poids max. utilisateur (kg)	100	100	100	100	P328: 100 P328J: 75

Pièces détachées pour cannes

- 1 Embout UNIV-00011
- 2 Embout gris 019.0056
- 3 Embout P252-00001 (pour P252, P254, P255, P257, P270)
- 6 Embout P253-00001 (pour P253)