

Invacare **Stiléo 1606999**

Longueur 300 mm


Invacare **Stiléo 1526476**

Longueur 450 mm

Invacare **Stiléo 1526477**

Longueur 550 mm

Barres d'appui murales à ventouses pratiques pour prendre appui pour sortir de la douche, de la baignoire ou des toilettes. La ventouse nécessite une surface plane, lisse et non poreuse : faïence murale sans décors (carreau de dimensions supérieure à 100 mm). Deux indicateurs visuels permettent de vérifier la bonne accroche des ventouses qu'il convient de repositionner périodiquement.



NOUVEAU



Longueur 300 mm


Longueur 450 mm

Longueur 550 mm

Invacare **Revato H335, R7762**

Barre relevable en acier rilsané.

Existe en longueurs 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
Disponible en stock en longueur 700 mm sous réf. H335
Profondeur relevée : 170 mm
Ø tube : 25 mm
Poids barre : 3 kg (H335)
Poids max : 120 kg



Invacare **Revato H345, R7772**

Barre relevable en acier rilsané.

Pied d'appui
Réglable en hauteur de 750 à 850 mm
Existe en longueurs 600, 700, 800, 900, 1000 mm
Disponible en longueur 700 mm sous réf. H345
Profondeur relevée : 200 mm
Ø tube : 32 mm
Ø tube du pied : 25 mm
Poids barre = 3,5 kg (H345)
Poids max = 120 kg



Invacare **Revato R7763**

Console de fixation en acier rilsané pour fixer les barres relevables **R7762** et **R7772** en toute sécurité quand le mur est trop fragile. Réglable en hauteur le long du mât

Invacare **Revato R7766**

Manchettes d'accoudoir à fixer sur les barres relevables **R7762** et **R7772** pour un maximum de confort.




Invacare **Revato R7765-W**

Support papier toilette à fixer sur les barres relevables **R7762** pour avoir le rouleau de papier toilette à portée de main.



Invacare®

Barres de maintien



Invacare Aqua H140, H141, H142, H143, H144, H145, H146

Barres de maintien en aluminium et ABS.

- Ergonomie spécifique qui garantie une préhension facilitée et sécurisée
- Ø 35 mm
- Livrées avec vis

Pièces détachées

Kit vis + caches
Emboutis blancs R6660 WHITE
R7785 WHITE



Packaging

Idéal pour une exposition en magasin.



Invacare Revato R7739, A7739


Barre en acier rilsané permettant de prendre appui autour du lavabo et d'y suspendre des serviettes de toilette. Livrée sans vis. Disponible dans sa dimension standard (Réf. R7739) ou sur mesure (Réf. A7739).



Invacare Ocea H320/1

Barre de maintien coudée en polypropylène. Livrée sans vis.

- Avec grip ovale




Invacare Balnéa H160 1522374

Poignée de bain pour faciliter le passage du rebord de baignoire, faciliter les mouvements à l'intérieur de celle-ci (Se relever/se baisser) Fixation très simple qui s'adapte à toutes les baignoires. (Réglable de 73 à 152 mm)

Invacare Basica H330/1

Barre d'appui relevable en acier recouvert de plastique assurant une haute résistance contre la corrosion.

Support papier toilette
Profondeur relevée : 210 mm
Ø tube : 25 mm
Poids max.: 130 kg



Caractéristiques techniques

	Barres Aqua	R7739	H320/1	Balnéa	Basica
Poids (kg)	0,3 à 0,9	5,5	0,18	2,5	2,2
Poids max. utilisateur (kg)	100	135	115	120	130


Invacare **Barres Futura**

Conçues pour vous apporter un maximum de solutions d'installations, nos barres de maintien en plastique et aluminium époxy sont également faciles à commander grâce à notre système exclusif de kits.



Invacare **Barre droite fixation en angle droit**

Se compose de :
1 kit poignée
+ 1 tube 350 mm






Invacare **Main-courante droite et inclinée**

Se compose de : 1 kit poignée blanc
+ 1 tube 150 mm, + 2 inserts 180°, + 1 tube 150 mm 30°, + 1 tube 350 mm



Invacare **Barre de maintien douche avec main-courante inclinée**

1 kit poignée blanc + 1 tube 450 mm,
+ 1 insert 90°, + 1 tube 150 mm, + 1 insert 180°, + 1 tube 150 mm 30°



1 insert 180°

Réf.
R7760.05

1 insert 90°

Réf.
R7760.04

Tube

1 barre (au choix)
150 mm (tube coudé)

Exemples d'installations

Caractéristiques techniques

	Kit poignées	Tube coudé 30°	Insert 180°	Insert 90°	Tube
Couleur	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
Longueur (mm)	2 x 125	150	50	50	150
Diamètre de tube (mm)	35	35	35	35	35
Poids max. utilisateur (kg)	100	100	100	100	100
Réf.	R7760.01	R7760.13	R7760.05	R7760.04	R7760.06

	Tube	Tube	Tube	Tube	Tube	Tube
Couleur	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc	blanc
Longueur (mm)	250	350	450	550	650	750
Diamètre de tube (mm)	35	35	35	35	35	35
Poids max. utilisateur (kg)	100	100	100	100	100	100
Réf.	R7760.07	R7760.08	R7760.09	R7760.10	R7760.11	R7760.12

Matériaux: ABS, Aluminium

Tel. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France

