

Chaise haute de cuisine

- Assise réglable en hauteur de 540 à 690 mm
- Assise légèrement inclinée pour faciliter la levée
- Assise et dossier rembourrés résistants à l'eau

Pièces détachées

❶ Assise	426011
❷ Dossier	426012
❸ Embout	UNIV-00008
❹ Clip	426013

Poids (kg)	7
Poids max. utilisateur (kg)	100



Pinces accrocheuses utilisables debout ou assis

- Munies d'une extrémité antidérapante et crantée pour ramasser les petits objets
- Munies d'un embout aimanté, idéal pour ramasser les objets métalliques
- Munies d'un crochet pour aider à s'habiller
- Sur D100PLUS et D110PLUS : gâchette courbe, crochet permettant de fixer la pince au rollator ou au cadre de marche

D100, D100PLUS	longueur 810 mm
D110, D110PLUS	longueur 660 mm

Pièces détachées

❶ Aimant	D100-00001
----------	------------

	D100 et D100PLUS	D110 et D110PLUS
Poids (kg)	0,3	0,2

Invacare **Infilio D102** et **D103**




Enfile bas et chaussettes (D102) et enfile collants (D103).

Plastique ABS

Equippé de deux sangles latérales pour faciliter la préhension

Invacare **Vaso 970742**




Urinal homme

Poignée de préhension, Plastique ABS, Autoclavable à 80°C

Poids (kg)

0,15

Invacare **Basseo 970765**



Bassin de lit

Poignée ergonomique

Plastique ABS

Autoclavable à 80°C

Poids (kg)

0,5

Poids max. utilisateur (kg)

90